

IEA Medical Munddusche FC5200

Anwendungshinweise

- Vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen (USB-C-Kabel).
- Wassertank befüllen, Düse einsetzen, Modus auswählen (sanft, normal, Intervall).
- Düse in den Mund führen, über das Waschbecken beugen, Gerät einschalten.
- Nach ca. 2 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Nach der Nutzung Gerät ausschalten, leeren und reinigen.

Sicherheitshinweise

- Nicht mit nassen Händen verwenden oder ins Wasser tauchen.
- Nur mit Wasser oder stark verdünnter Mundspülung befüllen.
- Nicht bei Kindern ohne Aufsicht, bei oralen Erkrankungen oder frischen Zahnbehandlungen ohne Rücksprache mit Arzt verwenden.
- Gerät und Kabel regelmäßig auf Schäden prüfen.

Kontakt-Hersteller:

- Webseite: www.fly-cat-com.cn



MUND- DUSCHE

ORAL IRRIGATOR

MERKMALE/ FEATURES:

- Abnehmbarer Wassertank für mehr Komfort und Hygiene
Removable water tank for more convenience and hygiene
- Beim Einschalten wird automatisch der zuletzt verwendete Modus aktiviert
The last mode used is automatically activated when the device is switched on
- Betriebsmodus: Leicht, Normal, Intervall
Operating mode: Light, Normal, Pulse
- Ladezeit ≤ 4 Stunden, Betriebsdauer etwa zwei Wochen
Charging time ≤ 4 hours, operating time approx. two weeks

SPEZIFIKATIONEN/ SPECIFICATIONS:

Zubehör/ Accessories:
Munddusche, 1 Ladekabel, 3 Aufsätze
Oral irrigator, 1 charging cable, 3 attachments

Leistung/ Power: 8W

Eingang/ Input: DC5V, 1A

Volumen Wassertank/ Water tank volume:
240±20mL

Wasserdruck/ Water pressure: 20-115psi

Wasserimpuls/ Water Pulse:
1250±15%/min
1250±15%times/min

Batterie/ Battery:
1400mAh Lithium-Batterie
1400mAh lithium battery



4 260764 171071

REF FC5200

LOT 2221241210002

M 20250113

WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!



MUND- DUSCHE

ORAL IRRIGATOR

1x Munddusche
3x Aufsätze
1x USB-C Ladekabel

1x oral irrigator
3x attachments
1x USB-C charging cable



MODEL:
FC5200

WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!



MUNDDUSCHE

ORAL IRRIGATOR

WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!



MUND- DUSCHE

ORAL IRRIGATOR

1x Munddusche
3x Aufsätze
1x USB-C Ladekabel

1x oral irrigator
3x attachments
1x USB-C charging cable



MODEL:
FC5200



MUND- DUSCHE

ORAL IRRIGATOR



360° Düsenrotation
360° nozzle rotation



**Abnehmbarer
Wassertank**
Removable water tank



IPX7 Wasserdicht
IPX7 Waterproof



IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61,
81547 München, Deutschland
Web: www.iea-medical.com
Mail: service@iea-medical.com



SUCCESS COURIER SL.
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain



Fly Cat Electrical Co., Ltd.
Bldg 28th, Rm. 101-401 and Bldg 30th,
Rm. 101, 3018401, Longwangmiao Industrial
Park, Baishia East Community, Fuyong Street,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 0086-0755-2729-8495
Fax: 0755-2727-3346
Website: www.fly-cat.com.cn



CE RoHS

